

Lancement du Straumann® Emdogain Plus en France



Indiqué dans les cas de larges défauts intra-osseux, Straumann® Emdogain Plus associe les avantages du Straumann® Emdogain et du Straumann® Bone Ceramic.

Straumann® Emdogain

Le Straumann Emdogain, produit d'origine biologique doté de propriétés régénératrices, est composé de protéines de la matrice amélaire. L'amélogénine, principale protéine de la matrice et dérivée de la gaine radiculaire épithéliale de Hertwig, constitue la protéine fondamentale impliquée dans les processus de formation de tissus parodontaux.

Straumann® Bone Ceramic

Le Straumann Bone Ceramic notre substitut osseux entièrement synthétique, possède une morphologie optimisée et des propriétés de résorption permettant une revitalisation osseuse. Ce matériau hydrophile est constitué de phosphate de calcium biphasé, un mélange d'hydroxyapatite (HA) et de tri-calcium phosphate (TCP).